



Código:MET-NS6029

## BRAZO DE ENTRENAMIENTO MEDICION DE PRESION ARTERIAL

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el BRAZO DE ENTRENAMIENTO MEDICION DE PRESION ARTERIAL CODIGO. MET-NS6029 MARCA MEDICAL SIMULATOR., que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética
- Brazo adulto de tamaño natural ,para entrenamiento, presión arterial
- Estetoscopio
- Caja convertidora de señal
- Presión ajustable sistólica, presión diastólica, frecuencia del pulso y volumen
- Rango: presión sistólica 70-250mmHg, presión diastólica 40-140mmHg, la precisión de ajuste de la presión arterial 1 mmHg, frecuencia del pulso 0-220 veces / min
- Medición de la presión arterial
- Pulso de la arteria radial detectable