



## BRAZO ENTRENADOR DE ARTERIA Y VENA

Tienda de Equipo Médico presenta BRAZO ENTRENADOR DE ARTERIA Y VENA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

1. Simular el brazo adulto.
2. La piel y los vasos sanguíneos se pueden reemplazar por separado, ahorrando recursos.
3. Venopunción:1) Puede realizar múltiples operaciones, como inyección intravenosa, infusión, extracción de sangre y transfusión de sangre.2) Cuando la punción se inserta correctamente en el vaso sanguíneo, hay una sensación de caída y hay retorno de sangre.
4. Muestreo de sangre arterial:1) Se pueden sentir los pulsos braquial y radial.2) Después de la punción correcta, hay una sensación obvia de caída y chorro, y sangre simulada saliendo a borbotones.



## BRAZO ENTRENADOR DE ARTERIA Y VENA

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)