



## ACCU-CHEK PUNCIONADOR SOFTCLIX

Tienda de Simuladores Médicos presenta ACCU-CHEK PUNCIONADOR SOFTCLIX que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- El dispositivo de punción y la lanceta Accu-Chek® Softclix están diseñados para trabajar juntos de manera perfecta.
- Punta esterilizada en forma de diamante y cubierta de silicón
- Disminuyen el dolor de la punción
- Su sistema de punción extrae fácilmente sangre capilar de la yema del dedo.
- Mayor facilidad de uso, cuenta con capuchón de seguridad.
- La avanzada tecnología Clixmotion® evita la oscilación de la lanceta y con ello la ruptura innecesaria de tejidos.
- Penetración a gran velocidad con retracción activa de la aguja
- No hay contacto con la lanceta, se podrá insertar y retirar fácilmente sin ningún riesgo
- Profundidad de la penetración: Once niveles fijos de profundidad, que se seleccionan con la tapa giratoria



## ACCU-CHEK PUNCIONADOR SOFTCLIX

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)