



ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO

Tienda de Simuladores Médicos presenta ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Lanceta de alta seguridad ideal para profesionales de la salud, con disparador integrado con un sólo nivel de punción.
- Accu-Chek Safe T Pro One en un solo paso permite obtener la muestra necesaria de sangre con una mayor seguridad para el paciente.
- Gracias a la retracción total de la lanceta después de su uso, elimina la posibilidad de pinchazos accidentales durante el proceso de desecho de la lanceta.
- Diseño en forma de T.



ACCU-CHEK SAFE-T
PRO UNO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx