



## AGITADOR MAGNÉTICO

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo AGITADOR MAGNÉTICO que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Agitador compacto, ligero y económico, con superficies muy resistentes al calor, ácidos y solventes.
- Cuenta con un sistema de seguridad para una agitación precisa.
- Adecuado para laboratorios farmacéuticos, industriales o en educación general.
- Velocidad: 100 - 1200 RPM
- Volumen máximo de agitación: 5 L
- Tipo de Agitación: Magnética
- Diámetro del plato: 150 mm
- Dimensiones: 150 x 225 x 95 mm
- Alimentación: 120V/50 Hz



## AGITADOR MAGNÉTICO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)