



ALBERCA DE PELOTAS SENSE

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la ALBERCA DE PELOTAS SENSE que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Estrella que cambia de colores centrada en la parte de adentro de la alberca protegida con acrílico grueso para que cualquier persona pueda "pisarla".
- Toda la estructura de la alberca está cubierta de espuma de alta densidad y forrada en una sola pieza en lona de vinil.
- En la parte superior de las paredes se encuentran círculos de colores los cuales al presionar la estrella se ilumina del color presionado.
- 8 botones a presionar.
- 1 millar de pelotas translúcidas de 1.5 x 1.5 metros de perímetro por 80 cm de alto.
- La alberca cuenta con panel central en la que se ubican los controles para accionar el tiempo de vibración de la alberca al igual que el control de audio que cuenta con radio y entrada USB para reproducir música mientras el usuario toma la terapia.
- Fuente de alimentación de 120 VCA.



ALBERCA DE PELOTAS SENSE