



ANALIZADOR DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADO: THROMBOSTAT 1 CANAL

Tienda de Simuladores Médicos presenta ANALIZADOR DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADO: THROMBOSTAT 1 CANAL que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Canales de lectura: 1
- Posiciones de incubación: 5
- Posiciones de reactivos: 1-5
- Unidades de lectura: INR o segundos
- Todo tipo de reactivos.
- 115/230 V, 50-60 HZ
- Consumo de energía: 16 VA



ANALIZADOR DE
COAGULACIÓN
SEMIAUTOMATIZADO:
THROMBOSTAT 1
CANAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx