



ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMÁTICO MAGLUMI 600

Tienda de Simuladores Medicos añade a su catálogo ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMÁTICO MAGLUMI 600 que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Hasta 4 técnicas on-line
- Hasta 16 muestras en tubo primario
- Metodología "FLASH" Quimioluminiscencias
- Velocidad de hasta 180 determinaciones/hora
- Posibilidad de colocar más de un reactivo de la misma técnica
- Reactivos integrales con calibradores y controles incorporados
- Identificación de reactivos por RFID (radiofrecuencia) evitando posibles errores con códigos de barras
- Entrada directa por RFID de curva master, lote, caducidad y nº test de la técnica a realizar.
- Carga continua de trabajo sin interrupciones para muestras y reactivos
- Recalibración de las técnicas a 2 puntos
- Pruebas de urgencia
- Software interactivo.



ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMÁTICO MAGLUMI 600

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx