



## ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMÁTICO MAGLUMI 2000

Tienda de Simuladores Médicos presenta ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMÁTICO MAGLUMI 2000 que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Sistema de Inmunoensayo por Quimioluminiscencia para Alto volumen de pruebas.
  - Tecnología Patentada de quimioluminiscencia flash.
  - Reactivos de 3ª generación que garantizan máximo control de calidad.
  - Ingreso continuo de muestras y reactivos.
  - Capacidad para 15 reactivos a bordo y 144 tubos de muestras, con sistema de refrigeración a bordo.
  - Dilución automática de muestras.
  - lector de etiquetas para los reactivos por medio de RFID.
  - Lector de código de barras para muestras.
  - Fabricante de sus propios equipos y reactivos. Cuenta con área de desarrollo continua para nuevas pruebas con experiencia desde 1997.
  - Kit de reactivo integrado listo para su uso (incluye: reactivo, calibrador alto, calibrador bajo, diluyente para muestras altas y 1 vial de control)
  - Cuenta con kit reactivos para 100 y 50 pruebas.
- Interfaz bidireccional.



## ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMÁTICO MAGLUMI 2000

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx