



ANALIZADOR DE ORINA PORTATIL

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo ANALIZADOR DE ORINA PORTATIL que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Parámetros: pH, nitritos, gravedad específica, ácido ascórbico, sangre, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, leucocitos, proteínas.
- Principio de medición: Fotometría de reflectancia de doble longitud de onda.
- Medición: Longitud de onda de 3 LED (550, 620, 720 nm).
- Tiempo de reacción: 60 segundo por pruebas.
- Rendimiento: Modo normal, 60 muestras*hr, Modo continuo 125 muestras*hr.
- Pantalla: LCD
- Capacidad de memoria: Hasta 5,000 muestras
- Tiras: 11G
- Interfaz: Puerto en serie (RS232C), puerto paralelo (para impresora externa), PS/2 (para lector de código de barras).



ANALIZADOR DE ORINA PORTATIL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx