



ASPIRADOR HOSPIVAC 350 BASIC 2x4 LITROS

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ASPIRADOR HOSPIVAC 350 BASIC 2x4 LITROS que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Motor Bomba de pistón seco
- 230V-50Hz
- ISO 10.079-1 Clasificación Alto vacío / alto flujo
- Flujo de aire libre de 60 l / min
- Max aspiración -0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
- Ruido 51.7 dB
- Consumo de energía 230 VA
- Fusible 1 x F 4 A 250 V
- Funcionamiento continuo
- Peso 13 Kg
- Tamaño 46x85x42 cm



ASPIRADOR HOSPIVAC 350 BASIC 2x4 LITROS