



ASPIRADOR NEW ASKIR 230 1LITRO 110V Y 12V

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ASPIRADOR NEW ASKIR 230 1LITRO 110V Y 12V que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Unidad de succión portátil para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños.
- Aspiración de 36 litros por minuto.
- Opciones de manejo: adaptador AC/DC, batería recargable y 12 V.
- Equipado con alarma visual y acústica para avisar de nivel bajo de batería.
- Con vacuómetro (medido en bay y kPa) y regulador de vacío.



ASPIRADOR NEW ASKIR 230 1LITRO 110V Y 12V