



## ASPIRADOR NEW ASKIR 30 1LITRO

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ASPIRADOR NEW ASKIR 30 1LITRO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- \* Silencioso
- \* Presión regulable
- \* Reloj indicador de potencia
- \* Válvula de seguridad (evita derrames de líquidos)
- \* Control de regulación de aspirado.
- \* Manguera de silicón.
- \* Vaso de recolección con válvula de sistema de desagüe
- Capacidad de Aspiración: 20litros x 1 minuto
- Capacidad del Frasco: 1000 ml ( 1 Unidad).
- Unidad de Poder: AC 120V - 60Hz.
- Alto vacío máximo : -600 mmHg
- Ruido: 60.5 db.



## ASPIRADOR NEW ASKIR 30 1LITRO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)