



ASPIRADOR NEW ASKIR15 1LITRO

SIMULADORES MÉDICOS MET presenta ASPIRADOR NEW ASKIR15 1LITRO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Aspirador profesional de sobre mesa de operación continua.
- Con bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- Equipado con regulador de vacío y manómetro.
- Trabaja con conexión eléctrica 110-127Vac, 60Hz.
- Utiliza 1 frascos con capacidades de 1000ml o 2000ml de policarbonato autoclavable.
- Incluye cánula o sonda de aspiración
- Flujo de aire de 15 LPM.



ASPIRADOR NEW ASKIR15 1LITRO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx