



ASPIRADOR PORTATIL 18 LTS X MIN.

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ASPIRADOR PORTATIL 18 LTS X MIN. que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Unidad de poder: AC110V - 60 Hz.
Rango de aspiración: 0.75 Mpa - 0.02 Mpa.
Capacidad de aspiración: 18 lts x min.
Capacidad del frasco: 1000 ml.
Ruido: menor a 65 db (A).
Peso Bruto: 10 kg.
Peso Neto: 7.6 kg.
Medidas: 54.5 × 37 × 31 cm.



ASPIRADOR PORTATIL 18 LTS X MIN.

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx