



AUTOCLAVE 28 LITROS

Tienda de Simuladores Médicos presenta SISTEMA HEMOCUE HBA1C que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Control de ciclos de esterilización por microcontrolador.
- Cámara y charolas en acero inoxidable.
- Capacidad 28 lts.
- Lectura de todas las variables en display LCD.
- Cinco programas de esterilización y programa de secado.
- Pantalla de Cristal Líquido o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.
- Puede observar: temperatura, tiempo, presión, estado de trabajo del equipo y 5 programas de esterilización*.
- La capacidad es para tres charolas, con volumen de la cámara interna de 28 lts.
- Cámara interna cilíndrica fabricada en acero inoxidable, además reúne las normas internacionales para ser utilizada en laboratorio y área médica.



AUTOCLAVE 28 LITROS