



AUTOCLAVE RITTER M11

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo AUTOCLAVE RITTER M11 que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Con los esterilizadores Ritter puede sencillamente cargar, programar y pasar a otra cosa.
- Seleccione el ciclo y se ajustará el tiempo.
- Pulse el botón de inicio y el esterilizador llenará la cantidad adecuada de agua.
- Al finalizar el proceso de esterilización, la puerta se abrirá automáticamente y en silencio para disipar el vapor, lo que permitirá un rápido secado de los instrumentos.
- Una menor complejidad significa mayor fiabilidad y una solución rentable.
- Descubra la verdadera comodidad
- El sistema de extracción de aire mediante impulso de presión por chorro de vapor es tan eficiente que supera las pruebas de extracción de aire que se exigen en los sistemas de esterilización de vapor al vacío más complejos, lo que garantiza una buena penetración del vapor para una correcta esterilización.



AUTOCLAVE RITTER M11