



## AUTOCLAVE RITTER M9

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo AUTOCLAVE RITTER M9 que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Exclusivo de apertura de puertas automático y el tiempo de secado rápido.
- Sistema de eliminación de aire del pulso de presión de vapor.
- Controles del programa Auto le permiten crear diferentes parámetros del ciclo para satisfacer las necesidades de procesamiento de instrumentos específicos.
- Controles preprogramadas para mayor comodidad.
- Pantalla LCD para una fácil visión de los indicadores.
- Fácil y fiable de utilizar.
- Puerta se abre automáticamente automática y silenciosamente para disipar el vapor y secar los instrumentos rápidamente al finalizar el proceso de esterilización.
- Sistema de expulsión de aire por impulsos de presión y chorros de vapor de gran eficiencia que permite superar las pruebas de expulsión de aire exigidas para sistemas de esterilización de vapor al vacío más complejos, lo que asegura una excelente penetración del vapor para obtener una correcta esterilización.



## AUTOCLAVE RITTER M9

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx