



## AUTOCLAVE RITTER M9D CON PUERTA MANUAL

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo AUTOCLAVE RITTER M9D CON PUERTA MANUAL que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Sistema de eliminación de aire del pulso de presión de vapor
- Controles del programa Auto le permiten crear diferentes parámetros del ciclo para satisfacer las necesidades de procesamiento de instrumentos específicos
- Controles preprogramadas para mayor comodidad
- Pantalla LCD para una fácil visión de los indicadores
- Especificaciones del esterilizador M9D de Ritter  
Cámara: 22,9 cm de diámetro (9'') 38,1 cm de profundidad (15'') 13,4 litros de volumen utilizable (3.5 gal)
- Bandejas: Dos grandes ? 18,6 cm de ancho x 30,5 cm de largo x 2,2 cm de profundidad (7.3'' x 12'' x 0.8''), Dos pequeñas 14,3 cm de ancho x 30,5 cm de largo x 2,2 cm de profundidad (5.6'' x 12'' x 0.8'')
- Peso de la unidad: 33,1 kg (73 lb)
- Peso de envío: 36,7 kg (81 lb)
- Capacidad del depósito de agua: 4,1 litros (1.1 gal)



## AUTOCLAVE RITTER M9D CON PUERTA MANUAL

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx