



BALANCÍN DE 3 FUNCIONES

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo BALANCÍN DE 3 FUNCIONES que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Madera. Todas las orillas y las esquinas están boleadas para evitar cualquier lastimadura.
- Madera de primera calidad
- Triple proceso de lijado para que la madera quede completamente fina al tacto evitando riesgos de pequeñas astillas.
- Triple capa de barniz para mayor resistencia y estética del producto
- Productos ensamblados mediante coples y espigas con pegamento y pijas para mayor resistencia y durabilidad.
- Pintura electrostática horneada lo que proporciona mayor resistencia durabilidad y estética.
- Vinil y espuma. Todos los productos que contengan vinil y hule espuma están fabricados con espuma de alta densidad de 24 kg y forrados de vinil lona de primera calidad, antibacterial y fácil de limpiar.



BALANCÍN DE 3 FUNCIONES

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx