



## BANCO 2000 CON RESPALDO, PISTÓN Y DESCANSAPIES

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO 2000 CON RESPALDO, PISTÓN Y DESCANSAPIES que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Asiento cómodo sin costuras elaborado con poliuretano moldeado de alta densidad 53 kg/m<sup>3</sup>.
- Vinil imitación piel de alta resistencia, lavable e impermeable.
- Base de Ø 60 cm con cinco apoyos de polipropileno de alta resistencia con regatones.
- Altura variable por medio de resorte de gas accionado manualmente por palanca lateral.
- Respaldo acojinado de alta resistencia con altura ajustable.
- Aro descansa-pies ajustable de perfil de acero de Ø 12 mm acabado cromo.



## BANCO 2000 CON RESPALDO, PISTÓN Y DESCANSAPIES

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)