



BANCO 2K CON RESPALDO

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO 2K CON RESPALDO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Asiento confortable sin costuras elaborado con poliuretano moldeado de alta densidad 53 kg/m³.
- Base de ø 60 cm con cinco apoyos de polipropileno de alta resistencia con rodaja de doble nervadura tipo yoyo.
- Altura variable por medio de resorte de gas accionado manualmente por palanca lateral.
- Vinil imitación piel de alta resistencia, lavable e impermeable.
- Respaldo acojinado de alta resistencia que brinda soporte en la parte baja de la espalda.
- Altura ajustable de 10 cm.



BANCO 2K CON RESPALDO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx