



## BANCO DE CONSULTORIO 2K

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO DE CONSULTORIO 2K que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Asiento cómodo sin costuras elaborado con poliuretano moldeado de alta densidad 53 kg/m<sup>3</sup>.
- Base de  $\varnothing$  60 cm con cinco apoyos de polipropileno de alta resistencia con rodaja de doble nervadura tipo yoyo.
- Altura variable por medio de resorte de gas accionado manualmente por palanca lateral.
- Vinil imitación piel de alta resistencia, lavable e impermeable.
- Altura ajustable de 10 cm.



## BANCO DE CONSULTORIO 2K

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)