



## BANCO DE CONSULTORIO CROMADO CON RESPALDO

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO DE CONSULTORIO CROMADO CON RESPALDO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Asiento de acero con nuestro característico reborde anti-deformación.
- Sistema de ajuste de altura por giro.
- Base de  $\varnothing$  48 cm con cuatro apoyos de acero tubular de 25 mm de diámetro y 1.2mm de espesor.
- Aro descansa-pies de perfil de acero de 12 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor.
- Acero cromado acabado espejo.

## BANCO DE CONSULTORIO CROMADO CON RESPALDO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)

