



BANCO DE TRABAJO CON PISTÓN

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO DE TRABAJO CON PISTÓN que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Mecanismo fijo
- Asiento de poliuretano
- Base de nylon de 600mm de diametro.
- Confortable asiento con forma anatómica de piel integral en color negro.
- Palanca de accionamiento para altura del asiento por medio de pistón neumático.
- Base quintuple de nylon de alta resistencia.
- Rodaja plástica doble de alta resistencia.



BANCO DE TRABAJO CON PISTÓN

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx