



BANCO GIRATORIO CON RESPALDO

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO GIRATORIO CON RESPALDO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Estructura tubular de acero inoxidable
- Fabricado en tubo de 1" calibre 18 con cuatro puntos de apoyo tubulares
- Aro de descanso para los pies y asiento de 14" (35.5 cms) de diámetro
- Respaldo de lámina calibre 14
- Con un rango de altura desde 52 cm hasta 68 cm



BANCO GIRATORIO
CON RESPALDO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx