



BANCO GIRATORIO CON RUEDAS

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO GIRATORIO CON RUEDAS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Asiento en lámina de acero calibre 16 acabado tapizado, de altura ajustable
- Descansa pies de tubo de acero calibre 18 de 1/2 pulgada mínimo de diámetro, acabado cromado
- Patas de tubo de acero calibre 18 de 1 pulgada mínimo de diámetro, acabado cromado brillante
- Sistema de ajuste de altura con palanca
- Ruedas de hule negro con espiga lisa
- Respaldo de lámina de acero calibre 14; acabado tapizado



BANCO GIRATORIO CON RUEDAS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx