



BANCO GIRATORIO CROMADO CON RUEDAS

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO GIRATORIO CROMADO CON RUEDAS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Diseño metálico acabado cromado asiento lámina calibre 18 con diámetro de 30 cm x 3 cm de espesor
- Cuatro patas de tubo redondo de 12 mm cal. 18 con regatones de polipropileno para alto impacto en color negro
- Descansa pies de tubo redondo de 12 mm cal. 18
- Con rodajas de bola de 50.8 mm (2"), con vivos en cromo
- Respaldo de acero cromado



BANCO GIRATORIO CROMADO CON RUEDAS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx