



BANCO GIRATORIO CROMADO CON RUEDAS Y RESPALDO

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO GIRATORIO CROMADO CON RUEDAS Y RESPALDO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Estructura fabricada de tubo redondo de 1 pulgada (25.4 mm) calibre 18 en terminado cromo.
- Descansa pies de tubo redondo ½ pulgada (12.7 mm) calibre 18, 45 cm diámetro.
- Plato redondo de lámina calibre 16, con sistema de husillo para ajustar altura.
- Respaldo de lamina calibre 16 fijada al plato.
- Ruedas de hule macizo de 1 5/8 pulgada (41.27 mm).
- Con medidas generales de 30 cm diámetro de plato X 56 cm altura mínima/67 cm altura máxima ± 1 cm.



BANCO GIRATORIO CROMADO CON RUEDAS Y RESPALDO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx