



BANCO GIRATORIO CROMADO Y TAPIZADO EN VINIL SIN RUEDAS

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO GIRATORIO CROMADO Y TAPIZADO EN VINIL SIN RUEDAS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Banco giratorio acojinado sin ruedas
- Asiento de madera de pino o madera contrachapada o lamina de acero Cal. No. 18, forrada con acojinado de espuma de poliuretano de 24 kg x m₃ de densidad y 4 cm.
- De espesor; tapizado con vivos, de vinilo tipo piel color negro, con preparación para recibir husillo para ajuste de altura.
- Descansapiés de tubo de acero Cal. No. 18 de 16 mm. (5/8") de diámetro; acabado cromado, del mismo diámetro que el del asiento.
- El ángulo de dobles de los tubos de las 4 patas será de 45°+5° de tolerancia.
- Patas de tubo de acero Cal. No. 18 de 22.2 mm. (7/8") mínimo de diámetro, acabado cromado
- Regatones sencillos de polipropileno de alto impacto



BANCO GIRATORIO CROMADO Y TAPIZADO EN VINIL SIN RUEDAS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx