



BANCO GIRATORIO MEDICO

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO GIRATORIO MEDICO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Estructura tubular de acero inoxidable
- Fabricado en tubo de 1 1/2" calibre 18 con cuatro puntos de apoyo tubulares
- Aro de descanso para los pies y asiento de 14" (35.5 cms) de diámetro, para mayor soporte



BANCO GIRATORIO MEDICO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx