



BANCO PARA CONSULTORIO MEDICO CROMADO

Tienda de Equipo Médico presenta BANCO PARA CONSULTORIO MEDICO CROMADO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Banco de consultorio tubular cromado
- Fabricado con lámina y tubo de acero acabado cromado.
- Asiento lámina Cal. 18 con diámetro de 30 cm x 3cm de espesor.
- Cuatro patas de tubo negro redondo de 25 mm Cal. 18, con tapones de polipropileno para alto impacto en color negro.
- Descansapies tubo redondo de 12 mm Cal. 18 de 45 cm de diámetro. Husillo que permite subir y bajar el plato hasta una altura de 63 cm.



BANCO PARA CONSULTORIO MEDICO CROMADO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx