



BARRAS DE MARCHA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo BARRAS DE MARCHA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Utilizada para desarrollar la coordinación corporal y el control del equilibrio.
- Fabricada en madera de pino de primera calidad, cuenta con 3 barras de 2 metros, con separaciones de 5 cm cada una y 8 barras movibles de ajuste y diferentes posiciones



BARRAS DE MARCHA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx