



BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA Y AJUSTE EN ALTURA Y ANCHURA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo las BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA Y AJUSTE EN ALTURA Y ANCHURA MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

Las barras paralelas se emplean en actividades física o en ejercicios de rehabilitación aplicados en terapia cinética, la neurología y las aplicaciones ortopédicas. Las barras paralelas ofrecen una valiosa ayuda para educar y corregir el andar del individuo.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en madera de primera calidad
- Barnizada en color natural
- Grueso de plataforma 1 1/4, pasamano en acero cromo de 1 1/2, altura ajustable de 50 cm a 90 cm, largo 244 cm x ancho 107 cm
- Seguras para el paciente
- Resistentes a todo tipo del individuo



BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA Y AJUSTE EN ALTURA Y ANCHURA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx