



BARRAS PARALELAS CON SOPORTE DE MADERA Y AJUSTE EN LA ALTURA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo las BARRAS PARALELAS CON SOPORTE DE MADERA Y AJUSTE EN LA ALTURA MARCA SMI que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Montada sobre bases de madera de haya barnizada.
- Fabricadas en acero cubierto de resina epoxy.
- Distancia entre las dos barras paralelas 60cm.
- Altura regulable: Desde 68 a 98cm



BARRAS PARALELAS CON SOPORTE DE MADERA Y AJUSTE EN ALTURA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx