



BARRAS SUECAS

SIMULADORES MÉDICOS MET garantizamos la funcionalidad y estética que las BARRAS SUECAS y todas nuestras soluciones le ofrecen

Las barras suecas o espalderas se utiliza para ejercicios generales de corrección de defectos posturales ,así como estimular hipedestacion, equilibrio y fortalecimiento.

Las barras suecas aptas para realizar ejercicios para mejorar el rango de movimiento de hombro con el paciente sentado o parado, para fortalecimiento de músculos torácicos, pélvicos y de la espalda.

CARACTERISTICAS:

- Fabricación nacional
- Fabricadas en metal de 1 1/2 pulgadas, cédula 14 y entrepaños de tubo de 1 1/4 pulgadas de diámetro, bastidor de 91 cm de ancho y 2.44 cm de altura
- Producto garantizado
- Se fabrican medidas especiales según sus necesidades
- Indicado en: Rehabilitación del miembro superior e inferior

BARRAS SUECAS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx

