



BARRAS SUECAS ESPALDERA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo las BARRAS SUECAS ESPALDERA MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Las barras suecas o espalderas se utiliza para ejercicios generales de corrección de defectos posturales ,así como estimular hipedestacion, equilibrio y fortalecimiento.
- Unidad versátil para clínicas de medicina deportiva, gimnasios escuelas y hospitales. Se pueden realizar ejercicios para mejorar el rango de movimiento de hombro con el paciente sentado o parado. Los travesaños superiores permiten hacer ejercicio de barra con las manos logrando combinar varias secciones capaces de poder formar una unidad tan larga como se requiera.
- Fabricadas en triplay de pino de primera cálida
- Bastidor en 2 x 1 1/4 de 91 cm de ancho x 2.44 de altura y entre paños de 1 1/4 de diámetro
- Barnizadas en color natural con barrenos para su fácil colocación en la pared



BARRAS SUECAS ESPALDERA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx