




BÁSCULA DE DIAGNÓSTICO DE DISEÑO

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DE DIAGNÓSTICO DE DISEÑO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Motivo impreso gráfico con "visión de conjunto"
- Pantalla LCD grande con dos líneas
- Tamaño de las cifras (indicación de peso): 25 mm
- peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea
- Indicador de calorías AMR
- Con el cálculo de IMC
- Interpretación de la grasa corporal de forma detallada
- Electrodo de acero inoxidable cepillado
- 5 niveles de funcionamiento
- 10 registros de usuario
- Capacidad de carga de 180 kg
- Aviso de sobrecarga



BÁSCULA DE DIAGNÓSTICO DE DISEÑO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx