



## BASCULA DE VIDRIO ARABESQUE

Tienda de Equipo Médico presenta BASCULA DE VIDRIO ARABESQUE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Bascula con novedoso diseño.
- Ultra delgada 17 mm.
- Vidrio de seguridad.
- Capacidad de carga 150 kg.
- División de 100 g.
- Pantalla LCD.
- Tamaño de los números 30 mm.
- Superficie 30 x 30 cm.
- Mecanismo de encendido Touch - On.
- Mecanismo de apagado automático.
- Conversión kg / lb / st.



## BASCULA DE VIDRIO ARABESQUE

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)