



BASCULA DE VIDRIO GREEN

Tienda de Equipo Médico presenta BASCULA DE VIDRIO GREEN que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Soporta hasta 180 kilogramos
- Cuenta con superficie de vidrio de seguridad
- Pantalla LCD fácilmente legible
- Altura de construcción plana: solo 1,9 cm
- Mecanismo de encendido: Quick Start
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga



BASCULA DE VIDRIO GREEN

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx