



BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 200 KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI C/ESTADIMETRO SIN ELIMINADOR

Tienda de Equipo Médico presenta BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 200 KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI C/ESTADIMETRO SIN ELIMINADOR que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- La báscula seca 799 se puede utilizar para una gran diversidad de aplicaciones, requiere poco mantenimiento y presta sus servicios en cualquier lugar, gracias a un funcionamiento económico por pilas.
- Gracias a sus ruedas de transporte, se desplaza con toda facilidad. Además, viene equipada con funciones inteligentes.
- La función IMC, por ejemplo, permite la comprobación segura del estado nutricional del paciente. Si se la equipa con el tallímetro opcional seca 220 ó seca 224, el pesaje y la medición se podrán realizar en una sola operación.
- Capacidad: 200 kg
- Peso: 6,3 kg

BASCULA DIGITAL
DE COLUMNA 200 KG
DIV 100G TARA
AUTO-HOLD BMI
C/ESTADIMETRO
SIN ELIMINADOR



CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx