



BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 250 KG DIV 100G CONECTIVIDAD EMR WI-FI TARA AUTO HOLD IMC C/ESTADIMETRO DIGITAL SIN ELIMINADOR

Tienda de Equipo Médico presenta BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 250 KG DIV 100G CONECTIVIDAD EMR WI-FI TARA AUTO HOLD IMC C/ESTADIMETRO DIGITAL SIN ELIMINADOR que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Balanza digital de columna con visualización del nivel de los ojos
- Con una plataforma de metal a prueba de inclinación y una columna de paz robusta que no dará paso al colocar todo el peso en el borde de la base
- La báscula es fácil de mover por el personal gracias a las grandes ruedas revestidas de goma y una amplia distancia entre ejes
- La duradera báscula de columna pone fin a la medición y el pesaje inestables y da a los pacientes una mayor sensación de seguridad y seguridad.



BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 250 KG DIV 100G CONECTIVIDAD EMR WI-FI TARA AUTO HOLD IMC C/ESTADIMETRO DIGITAL SIN ELIMINADOR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx