



MEDICAL
TECHNOLOGY

BASCULA DIGITAL DE PISO 200KG DIV 50G MADRE/BEBE AUTO-HOLD PANTALLA DOBLE

Tienda de Equipo Médico presenta BASCULA DIGITAL DE PISO 200KG DIV 50G MADRE/BEBE AUTO-HOLD PANTALLA DOBLE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- De bajo peso, construcción muy sólida y diseño fácil de usar.
- Con pilas de larga duración y una precisión que diferentes niveles de humedad no afectan.
- Cuando se realicen exámenes en serie, no hay necesidad de agacharse una y otra vez, ya que se enciende con el simple contacto de la punta del pie sobre el botón de encendido y apagado.
- La doble pantalla ofrece una fácil y simultánea lectura para el paciente y el personal médico, desde diferentes posiciones.
- Botón 2 en 1 que permite el pesaje de un niño en brazos de su progenitor.
- Capacidad: 440 lbs / 200 kg
- División: 50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs
- Peso: 8.9 lbs / 4 kg
- Alimentación: Pilas



MEDICAL
TECHNOLOGY

BASCULA DIGITAL DE PISO 200KG DIV 50G MADRE/BEBE AUTO-HOLD PANTALLA DOBLE



CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx