



BASCULA DIGITAL DE PISO CLARA BLANCO 150 KG DIV100G MOD 803

Tienda de Equipo Médico presenta BASCULA DIGITAL DE PISO CLARA BLANCO 150 KG DIV100G MOD 803 que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Revestimiento de goma de dos componentes en la base, pantalla de gran tamaño, base estable.
- La plataforma de la seca clara 803 está equipada con una cubierta de goma antideslizante y agradable que garantiza un pie seguro y cómodo. Patas de goma antideslizantes que dan estabilidad adicional a la báscula. La plataforma extremadamente baja de 1.378 in de altura hace que las básculas sean fáciles de pisar.
- Dígitos fáciles de leer: el peso es fácilmente legible con los grandes dígitos LCD de 1.102 in de altura. Con el interruptor integrado kg/lbs/sts, la báscula también es adecuada para uso internacional.
- La seca clara 803 está hecha de plástico de alta calidad con mayor dureza de la superficie que protege las escamas contra daños causados por golpes o arañazos. La superficie resistente es fácil de limpiar.
- Tiene un apagado automático de ahorro de energía, que comprende hasta 12.000 pesajes.



BASCULA DIGITAL DE PISO CLARA BLANCO 150 KG DIV100G MOD 803

