



BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 300KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI C/ PASAMANOS

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 300KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI C/ PASAMANOS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Báscula equipada con una plataforma plana de fácil acceso y un pasamanos estable de gran resistencia.
- Permite realizar el peaje con una máxima comodidad y seguridad, incluso en pacientes con sobrepeso.
- Gracias a sus 2 ruedas de goma puede desplazarse fácilmente hacia el paciente.
- Cuenta con alimentación por batería o mediante conexión a la red eléctrica.
- La función Pre-TARA diferencia 3 memorias y almacena un peso que es posible deducir (por ejemplo de la silla) para una correcta medición del peso del usuario.



BÁSCULA DIGITAL
DE PLATAFORMA
300KG DIV 100G
TARA AUTO-HOLD
BMI C/ PASAMANOS