



MEDICAL
TECHNOLOGY

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360 KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI P/CAMILLA

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360 KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI P/CAMILLA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- La plataforma extraordinariamente grande de la báscula seca 657 permite el pesaje de cualquier camilla convencional utilizada así como pacientes en silla de ruedas o sentados sobre una silla.
- Su construcción extremadamente robusta y su enorme capacidad de hasta 300 kg también facilitan el pesaje de pacientes con peso muy elevado.
- El indicador remoto por cable, con soporte para mesa y dispositivo para montar en la pared incluidos, permite un manejo intuitivo y viene equipado con muchas funciones inteligentes: la función auto-HOLD, por ejemplo, retiene el resultado para que el paciente pueda recibir la asistencia necesaria antes de que se apunte el resultado con toda tranquilidad, mientras que la función pre-TARA permite la comprobación fiable del peso neto, independientemente del peso adicional de la camilla o de la silla de ruedas.



MEDICAL
TECHNOLOGY

BÁSCULA DIGITAL
DE PLATAFORMA 360
KG DIV 100G TARA
AUTO-HOLD BMI
P/CAMILLA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx