



MEDICAL
TECHNOLOGY

BÁSCULA DIGITAL DE PISO 250 KG DIV 100G MADRE/BEBÉ

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL DE PISO 250 KG DIV 100G MADRE/BEBÉ que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- La capacidad de 300 kg permite pesar sin problema las personas más corpulentas. Con su bascula muy baja y su rampa de entrada que se baja automáticamente, esta fácilmente accesible para las sillas de ruedas.
- Las barandillas de cada lado están una seguridad complementaria
- La función Pre TARA integrada toma en cuenta taras memorizadas y determina muy rápidamente el peso neto de la persona
- La pantalla LCD permite una lectura del peso muy fácil para el personal y el paciente. Se pliega muy rápidamente gracias a sus ruedas de transporte
- Capacidad: 300 kg
- Con visor y plataforma, rampa de entrada y barandilla
- Alimentación a red y batería recargable



MEDICAL
TECHNOLOGY

BÁSCULA DIGITAL DE PISO 250 KG DIV 100G MADRE/BEBÉ

