



## BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI MEDIDOR ALÁMBRICO MÓVIL

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI MEDIDOR ALÁMBRICO MÓVIL que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Posee un alcance de pesaje de hasta 360 kg y una plataforma antideslizante de 56 x 56 cm y 5.5 cm de altura de gran resistencia para pacientes con sobrepeso.
- La báscula permite utilizar una silla (que no influirá en el resultado, ya que dispone de función pre-TARA). La pantalla remota por cable de LCD (longitud de cable 2,5 m) permite una fácil lectura del resultado y se puede sujetar con la mano o bien, montarla en una pared
- La división de 100 g permite el registro de las más pequeñas fluctuaciones de peso, incluso cuando los pacientes ya han bajado de la báscula gracias a la función auto-HOLD. La función BMI integrada para el cálculo del índice de masa corporal y la tecnología inalámbrica seca 360° wireless, con la que se pueden enviar los valores de medición a una impresora inalámbrica seca o a un PC simplemente pulsando un botón
- Las funciones: Conmutación kg/lbs / BMI / Auto-Hold / Desconexión automática / TARA / Pre-TARA

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx



BÁSCULA DIGITAL DE  
PLATAFORMA 360KG  
DIV 100G TARA  
AUTO-HOLD BMI  
MEDIDOR ALÁMBRICO  
MÓVIL