



BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI MULTIFUNCIONAL

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI MULTIFUNCIONAL que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Permite el pesaje seguro del paciente de pie, sentado y en silla de ruedas, sin necesidad de realizar adaptaciones: de pie mediante el pasamanos estable, sentado con una asiento plegable integrado y en silla de ruedas mediante una plataforma grande (80 x 84 cm); el peso de la silla de ruedas o del andador se resta de forma sencilla con la función Pre-TARA.
- Pesaje seguro; para personas paradas, sentadas o en silla de ruedas.
- Sólido pasamanos para afirmar la posición.
- Plataforma grande y de fácil acceso, también para silla de ruedas.
- Barrera para ruedas delanteras.
- Pantalla orientable.
- Funciones TARA, Auto-HOLD y de amortiguación.
- Ruedas integradas, para el uso móvil.



BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 360KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD BMI MULTIFUNCIONAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx