



BÁSCULA DIGITAL PARA ÓRGANOS Y PAÑALES CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE 5 KG DIV 1G TARA HOLD

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL PARA ÓRGANOS Y PAÑALES CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE 5 KG DIV 1G TARA HOLD que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos. La báscula también satisface perfectamente las exigencias higiénicas: la superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad. La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.



BÁSCULA DIGITAL
PARA ÓRGANOS
Y PAÑALES CON
SUPERFICIE DE
ACERO INOXIDABLE
5 KG DIV 1G TARA
HOLD

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx